



W przypadku korzystania z urządzenia w domu

| | | |
|---|--|--|
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> |
| <p>Przygotowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozłożyć urządzenie PARI O-PEP Odłożyć kulkę na bok tak, aby się nie potoczyła Zdjąć z dolnej części pasek do zawieszania | <p>Czyszczenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Umyć urządzenie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń Dokładnie wypłukać poszczególne elementy składowe pod bieżącą wodą | <p>Dezynfekcja</p> <ul style="list-style-type: none"> Wygotować w dostatecznej ilości wrzącej wody przez co najmniej 5 minut lub Umieścić w dezynfektorze termicznym (np. do butelek dla niemowląt) na co najmniej 6 minut |
| <p>4</p> | <p>5</p> | <p>W przypadku korzystania z urządzenia w warunkach klinicznych</p> <p>Sterylizacja w autoklawie: Maksymalna temperatura i minimalny czas sterylizacji: 121°C, min. 20 min lub 132°/134°C, min. 3 min</p> |
| <p>Suszenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozłożyć wszystkie części urządzenia na czystej, suchej i chłonnej powierzchni i dokładnie wysuszyć | <p>Przechowywanie</p> <ul style="list-style-type: none"> Po wysuszeniu – części urządzenia zawsze przechowywać w załączonej torbie | |



CE  **PARI GmbH**
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Niemcy
E-Mail: export@pari.de
Tel. +49(0)8151 279 220
Fax +49(0)8151 279 6220

Strona internetowa firmy PARI: www.pari.com

Dystrybutor
Medicom Spółka z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 34
41-819 Zabrze

E-mail: firma@medicom.com.pl
Tel. 32 / 271-76-66
Fax. 32 / 273-22-19

01800027-8-04-2017

PARI O-PEP

SKUTECZNIE UWALNIA WYDZIELINĘ Z

OSKRZELI ORAZ WSPOMAGA OCZYSZCZANIE

DRÓG ODDECHOWYCH

Wskazówki dotyczące higieny i korzystania z urządzenia

Skutecznie uwalnia wydzielinę z oskrzeli oraz wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych

Do stosowania doraźnego w celu mobilizacji wydzieliny w przypadku poważnych lub przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych, takich jak mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma

- Wygoda podczas leczenia dzięki owalnemu ustnikowi
- Złagodzenie suchego kaszlu i duszności
- W zestawie mała torba umożliwiająca higieniczne przechowywanie i bezpieczny transport urządzenia
- Możliwość mycia w zmywarce do naczyń i sterylizacji w autoklawie



Refundacja

Dla pacjentów chorych na mukowiscydozę i pierwotną dyskinezę rzęsek urządzenie jest refundowane raz na 2 lata.

Nr art. 018G5003

Składanie

- Umieścić lejek w dolnej części.
- Włożyć kulkę do lejka.
- Przykręcić górną część do dolnej części.



Sposób użycia

- Usiąść wygodnie i prosto.
- Umieścić ustnik między zębami i zacisnąć wokół niego wargi.
- Wykonać powolny, głęboki wdech przez nos. Wstrzymać oddech na około 1–2 sekundy.
- Wykonać powolny, pełny wydech przez usta do urządzenia PARI O-PEP. Podczas wydechu napiąć mięśnie policzków i dopilnować, aby pozostały napięte.
- Powtórzyć serię wdechów i wydechów około 10–15 razy.



Aby korzystanie z urządzenia PARI O-PEP dawało najlepszy efekt terapeutyczny, należy zawsze przeprowadzać leczenie zgodnie ze wskazaniami lekarza lub terapeuty. Należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi. Jest ona dołączona do każdego urządzenia i zawiera szczegółowe informacje na jego temat. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem PARI:

- **Medicom Spółka z o.o.; www.medicom.com.pl; tel. 32 / 271-76-66**