


Okularki do fototerapii WeeSpecs

Unikalna konstrukcja

Okularki do fototerapii wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach, do użytku przez jednego pacjenta. Szczelnie przylegają do twarzy dziecka. Specjalnie zaprojektowana tylna część okularków dostosowuje się do kształtu głowy noworodka, a miękkie paski z rzepami Velcro zapobiegają przesuwaniu się okularków. Kształt okularków redukuje ciśnienie wywierane na gałkę oczną, a dziecko podczas fototerapii może mieć otwarte oczy.



Okularki WeeSpecs

- Dostępne w trzech rozmiarach:
 - Preemie – obwód głowy poniżej 28cm,
 - Small - obwód głowy od 28-34cm,
 - Medium – obwód głowy powyżej 34cm.
- Nie zawierają latexu
- Możliwość regulacji obwodu

Informacje i sprzedaż:

Medicom sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej Curie 34, 41-819 Zabrze

tel.: (32) 271 76 66, fax (32) 273 22 19

email: firma@medicom.com.pl, www.medicom.com.pl