

OŚWIADCZENIE dotyczące wykonywania przeglądów technicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wideolaryngoskop iS3-L firmy Inisghters nie wymaga konserwacji, ani przeglądów serwisowych wykonywanych przez autoryzowany serwis.

Wideolaryngoskop powinien być kontrolowane okresowo oraz przed każdym użyciem przez personel medyczny oddziału lub bloku operacyjnego. Wideolaryngoskop w celu umycia i sterylizacji łyżki jest rozkładany na dwie części. Zgodnie z instrukcją obsługi po każdym procesie czyszczenia (mycia, dezynfekcji i/lub sterylizacji) użytkownik powinien skontrolować elementy składowe wideolaryngoskopu pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby je wymienić. Ponadto, każdorazowo po założeniu łyżki, użytkownik powinien sprawdzić poprawność działania wideolaryngoskopu.

Z poważaniem

Skutnik Adam
kierownik serwisu



MEDICOM Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 34
41-819 ZABRZE
(2) tel./fax 32 / 271-76-66